

## T-strap

Item No. 28777

One size

Links









Rechts



Camp Scandinavia AB  
Karbingatan 38  
SE-254 67 Helsingborg, Sweden  
Phone: +46 42 25 27 00



# Gebruiksaanwijzing / Anwendungshinweise



## Nederlands

**Beoogd gebruik:** de T-Strap is alleen bedoeld voor gebruik in combinatie met ToeOFF Family producten en een maatwerk steunzool om te voldoen aan de vereisten van een goede positionering van de voet. Het gebruik van de T-Strap zonder een steunzool zal de T-Strap schaden en het product zelf na verloop van tijd beschadigen. Het gebruik is bedoeld voor slechts één patiënt.

### Indicaties:

Ernstige pes valgus welke niet kan worden gecontroleerd van de grond af omhoog met een voetorthese.

### Contra indicaties:

Oedeem, verstoorde bloedsomloop, huidmaceratie, of andere aandoeningen die verder kunnen verergeren door compressie.

Het kernmateriaal is een Plastazote. De T-Strap kan voorzichtig worden verwarmd met een föhn om vorm en passing te verbeteren.

**Wasvoorschrift:** In de wasmachine op lage temperatuur en lage toeren. Vlak laten drogen. Niet geschikt voor de wasdroger. Dit product is niet brandvertragend.

1. Breng het grootste stuk zelfklevende haakband aan op de onderzijde van de voetplaat zodat het distale eind van de T-Strap daar kan worden bevestigd.

2. Positioneer de voet van de patiënt correct uitgelijnd op de ToeOFF Family orthese (inclusief de steunzool en/of andere orthopedische hulpmiddelen welke normaal ook met de orthese worden gedragen).

Plaats de gemarkeerde cirkel op het proximale segment op de mediale malleolus. Wikkel nu het proximale uiteinde van de T-Strap rond de enkel richting de laterale verbinding.

3. Voer de posteriore band door de D-ring en sluit deze lichtjes. Markeer vervolgens de ligging van de boven- en onderzijde van de enkelband op de laterale verbinding met een verwijderbare marker.

4. Haal de band weer terug door de D-ring en leg hem weg. Plaats het kleinere stukje zelfklevend haakband tegen de buitenzijde van de laterale verbinding tussen de aangebrachte markeringen.

5. Plaats de enkelband in de juiste positie en druk het lusband stevig vast tegen het haakband op de laterale verbinding. Voer de band wederom door de D-ring en sluit deze lichtjes.

6. Pak nu het distale verticale segment en plaats deze tegen de onderzijde van de voetplaat. Druk vervolgens het lusband stevig vast tegen het haakband op de onderzijde van de voetplaat.

**Let op:** de hakhoogte kan iets toenemen als gevolg van het klittenband onder de voetplaat. Het materiaal wordt onder belasting niet geheel samengedrukt.

## Duits

**Verwendungszweck:** Der T-Strap ist nur für die Verwendung mit Produkten der ToeOFF-Family in Verbindung mit maßgefertigten Einlagen einzusetzen, um den Anforderungen einer guten Positionierung des Fußes zu entsprechen. Die Verwendung des T-Straps ohne Einlage wird dem Produkt im Laufe der Zeit schaden. Die Verwendung ist nur an einem Patienten erlaubt.

### Indikationen:

Schwerer Pes valgus, welcher nicht von Grund auf mit einer Fußorthese kontrolliert wird.

### Kontraindikationen:

Ödeme, Kreislaufversagen, Mazeration der Haut, oder andere Indikationen, welche durch weitere Komprimierung verstärkt werden können.

Das Kernmaterial ist Plastazote. Der T-Strap kann zur Anpassung vorsichtig mit einem Föhn erwärmt werden.

**Pflegehinweise:** Maschinenwäsche bei niedriger Temperatur und niedriger Drehzahl. Liegend trocknen. Nicht für den Trockner geeignet. Dieses Produkt ist nicht schwer entflammbar.

1. Kleben Sie das größere Stück des selbstklebenden Hakenbandes auf die Unterseite der Fußplatte, damit das distale Ende des T-Straps dort fixiert werden kann.

2. Positionieren Sie den Fuß korrekt ausgerichtet auf die ToeOFF-Family-Orthese (inklusive der Einlage und/oder weiteren orthopädischen Hilfsmitteln, welche normalerweise mit der Orthese getragen werden).

Positionieren Sie den auf dem proximalen Teil markierten Kreis über den medialen Malleolus. Führen Sie das proximale Ende des T-Straps in Richtung des lateralen Steg.

3. Führen Sie das hintere Band durch die Schlaufe und verschließen Sie dieses leicht. Markieren Sie die Position des oberen und unteren Randes des Knöchelbandes am lateralen Steg mit einem abwischbaren Stift.

4. Führen Sie das Band wieder zurück durch die Schlaufe und lösen Sie es. Montieren Sie jetzt das kleinere Stück des selbstklebenden Hakenbandes an der Außenseite des lateralen Stegs zwischen den Markierungen.

5. Legen Sie das Knöchelband in die richtige Position und drücken Sie das Flauchband fest gegen das Hakenband am lateralen Steg. Führen Sie das Band wieder durch die Umlenkschleufe und schließen Sie es leicht.

6. Nehmen Sie jetzt das distale Ende des T-Straps und fixieren Sie es auf der Unterseite der Fußplatte. Drücken Sie jetzt das Flauchband fest auf das Hakenband.

**Achtung:** Die Absatzhöhe kann sich wegen des Klettverschlusses unter der Fußplatte etwas erhöhen. Das Material wird bei Belastung nicht völlig zusammengedrückt.