

Stretch **UP**-Korrekturstrumpf



Stretch UP-Korrekturstrumpf

Der Stretch UP-Korrekturstrumpf wird zur Behandlung von entzündlichen und schmerzhaften Zuständen der Aponeurosis plantaris eingesetzt. Das Beschwerdebild der Plantarfasziitis kann sowohl mit als auch ohne Fersensporn vorliegen.

Indikationen

- Fersensporn (ICD10: M77.3)
- Plantarfasziitis (ICD10: M72.2)

Kontraindikationen

- Diabetes (ICD10: E10-E14)
- Hautproblem (Hautirritation) (ICD10: L80)
- Kreislaufbeschwerden (ICD10: I95)
- Moderates bis schweres Ödem (ICD10: R60)
- Offene Wunde der Knöchelregion/des Fußes (ICD10: S91)
- Offene Wunde des Unterschenkels (ICD10: S81)
- Schwangerschaft
- Starke Schwellung

Merkmale

- Tragezeit: nachts zwecks Heilung in gestrecktem Zustand
- Fußgelenk bleibt gegen elastische Widerstände beweglich
- Streckung insbesondere der Zehen ("Windlass"-Effekt)
- Sanfte Dehnung der Achillessehne und Aponeurosis plantaris
- Verminderung symptomatischer Beschwerden beim Aufstehen am Morgen
- Einfache Anwendung
- Material: 100 % Spandex (Elastan)
- Farbe: Schwarz

Maßtabelle

Artikelnummer	Maat	Wadenumfang
34108-S	small	< 20 cm
34108-M	medium	20 – 40 cm
34108-L	large	> 40 cm



Basko Healthcare

Deutschland: Gasstraße 16, 22761 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0, Fax: +49 (0) 40 85 41 87-11
E-Mail: verkauf@basko.com

Österreich: Office Park I, Top B02, 1300 Wien Flughafen
Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30, Fax: +43 (0) 1 2 83 62 62
E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com