

Swing Phase Lock® 2 Orthesen-Kniegelenk

Materialzusammenstellung für eine Ganzbeinorthese mit bilateraler Gelenkführung und einem Swing Phase Lock® 2-Orthesen-Kniegelenk

Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Bemerkung	Internet
IQ200 R oder L	Swing Phase Lock® 2-Orthesen-Kniegelenk bilateral (mit SPC)	1 Set		Link...
029850	Satellitenbefestigungsplatte für Swing Phase Lock® 2-Gelenk	1 Stück	Der Satellit kann auch am Hosenbund getragen werden.	Link...
IQ023516 (Alu) oder IQ023616 (RfS)	Orthesen-Schienensatz für SPL	1 Set	Es kann auch 20 mm Stangenmaterial verwendet werden	Link...
020886 (mit Federn) 020888 (mit Stiften)	Double Action-Knöchelgelenk (Fillauer)	je 1 Stück	Die Stifte werden als einstellbarer Dorsal-extensionsanschlag montiert	Link...
020094	Fußbügel mit T-Lappen für Double Action-Gelenk	1 Paar	optional auch 010873 einsetzbar	Link...
010873	Fußbügel einseitig für Double Action-Gelenk	2 Stück	optional auch 020094 einsetzbar	Link...
Werkzeug				
029860	Schienenabstandshalter für Swing Phase Lock® 2-Gelenk	1 Paar	kann wiederverwendet werden	Link...
IQ150	Ausrichtwerkzeug für Swing Phase Lock® 2-Gelenk	1 Stück	kann wiederverwendet werden	Link...
Patientenkomfort				
1SP1-RG-XL	SmartKnit-Orthesenstrumpf	Nach Bedarf		Link...

Blatt bitte wenden ►



Swing Phase Lock® 2 Orthesen-Kniegelenk

Materialzusammenstellung für eine Ganzbeinorthese mit monlateraler Gelenkführung und einem Swing Phase Lock® 2-Orthesen-Kniegelenk

Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Bemerkung	Internet
IQ250 R oder L	Swing Phase Lock® 2-Orthesen-Kniegelenk bilateral (mit SPC)	1 Set		Link...
029850	Satellitenbefestigungsplatte für Swing Phase Lock® 2-Gelenk	1 Stück	Der Satellit kann auch am Hosenbund getragen werden.	Link...
IQ023515 (Alu) oder IQ023615 (RfS)	Orthesen-Oberschenkelschiene für SPL	1 Stück	Es kann auch 20 mm Stangenmaterial verwendet werden	Link...
IQ023514 (Alu) oder IQ023614 (RfS)	Orthesen-Unterschenkelschiene für SPL	1 Stück	Es kann auch 20 mm Stangenmaterial verwendet werden	Link...
020886 (mit Federn)	Double Action-Knöchelgelenk (Fillauer)	1 Stück		Link...
880334	Druckstift für Double Action-Knöchelgelenk	1 Stück	Der Stift wird als einstellbarer Dorsalextensionsanschlag montiert	Link...
010873	Fußbügel einseitig für Double Action-Gelenk	1 Stück	optional auch 020094 einsetzbar	Link...
Werkzeug				
029860	Schienenabstandshalter für Swing Phase Lock® 2-Gelenk	1 Paar	kann wiederverwendet werden	Link...
IQ150	Ausrichtwerkzeug für Swing Phase Lock® 2-Gelenk	1 Stück	kann wiederverwendet werden	Link...
Patientenkomfort				
1SP1-RG-XL	SmartKnit-Orthesenstrumpf	nach Bedarf		Link...

