

CROSS

Knie-Hyperextensionsorthese



CROSS

Knie-Hyperextensionsorthese

Effektive Genurecurvatum-Kontrolle mit oder ohne Knöchel-/Fußorthese. Die CROSS-Hyperextensionsorthese wurde speziell für das Anlegen mit einer Hand und das Tragen in Kombination mit einer Allard AFO entwickelt.



Merkmale / Eigenschaften

- Physiologische Gelenkführung
- 3-Punkt-Stabilisierungssystem
- Unelastische Zugelemente
- Leicht und atmungsaktiv
- Geeignet für rechtes und linkes Bein
- Weiches Polster zur Vermeidung von Hautirritationen
- Gelenke mit einstellbaren Flexions-/Extensionsstopps
- Beiliegende Anziehhilfe ermöglicht das Anlegen der Orthese mit einer Hand
- Material: Nylon, Lycra, Polyester, Aluminium und Polyurethan; latexfrei
- Farbe: Schwarz

Nutzen bei der Erreichung des Therapieziels

- Schmerzreduktion
- Kontrolle der Knie-Hyperextension
- Stabilisierung des Kniegelenks in der Sagittalebene

Produktfunktionen

- Kniegelenkextensionsstopp
- Vermeidung einer Knie-Fehlstellung
- Reduzierung einer Knie-Fehlstellung

Indikationen

- Genu recurvatum ≤ 15 Grad
- Neurologische Funktionsbeeinträchtigung
- Schmerzen in der Extremität (Knie)

Kontraindikationen

- Ausfall aller Kniebänder
- Hyperextension ≥ 15 Grad
- Vollständiger Ausfall des M. quadriceps femoris

Maßtabelle - CROSS-Knie-Hyperextensionsorthese

Artikelnummer	Größe	Wadenumfang (15 cm unterhalb der Patella)	Knieumfang (Mitte der Patella)	Oberschenkelumfang (15 cm oberhalb der Patella)
28715-S	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28715-M	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28715-L	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28715-XL	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm

Bei der Wahl der richtigen Größe ist der Knieumfang in Höhe Patellamitte entscheidend.

Basko Healthcare

Deutschland: Gasstraße 16, 22761 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0, Fax: +49 (0) 40 85 41 87-11
E-Mail: verkauf@basko.com

Österreich: Office Park I, Top B02, 1300 Wien Flughafen
Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30, Fax: +43 (0) 1 2 83 62 62
E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com