

# Baskocare-Beckenorthese




# Baskocare-Beckenorthese

HMV Pos.-Nr.: 23.11.01.1006 <sup>1)</sup>

Die Orthese wird zur Beckenstabilisierung bei Beschwerden im Becken- und im unteren Rückenbereich eingesetzt. Die Anwendung bewirkt einen erhöhten Druck auf den gesamten Beckenring. Dadurch werden Schmerzen beim Sitzen oder Laufen gelindert. Insbesondere Frauen während und nach der Schwangerschaft bietet die Baskocare-Beckenorthese eine optimale Unterstützung.

## Indikationen

- Beckenringfraktur (ICD10: S32.83)
- Coxarthrose (ICD10: M19.9)
- Hüftkopfnekrose (ICD10: M87.85)
- Iliosakralsyndrom (ICD10: M53.3)
- Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese (ICD10: T84.0)
- Pericoxitis (ICD10: M13.15)
- Symphysenruptur (ICD10: S33.4/O71.6)
- Symphysensprengung (ICD10: S33.4/O71.6)



## Merkmale

- Annähernd diagonal verlaufende Zügel
- Höhe: 11,5 cm vorne / 27 cm hinten
- Integrierte Verstärkungsringe
- Beiliegende Rückenpelotte (P319)
- Beiliegender Waschbeutel
- Klettverschluss mit Schlaufe für leichtes An-/Ablegen
- Material: Polyester 49%, Polyamide 15%, Viskose 13%, Polypropylen 13%, Elastan 10%
- Farbe: Weiß



## Maßtabelle

Artikelnummer	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Hüftumfang
900-S	Small	11,5 cm	27 cm	85 – 95 cm
900-M	Medium	11,5 cm	27 cm	95 – 105 cm
900-L	Large	11,5 cm	27 cm	105 – 115 cm
900-XL	X-large	11,5 cm	27 cm	115 – 125 cm

<sup>1)</sup> Bei Abrechnung in Deutschland