


Triple Action Übersicht der Komponenten und Bestelldaten

Modell 3A76 - Komponentenauswahl

Gewichts-limit	Gelenk unilateral / + Mitläufer	100 kg															
	Gelenk bilateral	110 kg															
Booster-Konfiguration						PF								PF			
		Kein Booster				Booster dorsal				Kein Booster				Booster dorsal			
Gangphase, in der Abweichungen auftreten	Frühe Standphase	NORMAL				ABWEICHUNG				NORMAL				ABWEICHUNG			
	Späte Standphase	NORMAL				NORMAL				ABWEICHUNG				ABWEICHUNG			
Bein	Rechts	Links	Links	Rechts	Rechts	Links	Links	Rechts	Rechts	Links	Links	Rechts	Rechts	Links	Links	Rechts	
Seite	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	
Art.-Nr.	3A76-A1		3A76-A0		3A76-A3		3A76-A2		3A76-A1		3A76-A0		3A76-A3		3A76-A2		

Optionen & Zubehör

Fußbügel-Optionen



Lateraler Fußbügel

3A76-LATR-1 &
3A76-LATL-1

Für die Verarbeitung in Tiefziehtechnik in Polypropylen.



Medialer Fußbügel

3A76-MEDR-1 &
3A76-MEDL-1

Für die Verarbeitung in Tiefziehtechnik in Polypropylen.



Y-Fußbügel

3A76-YR-1 &
3A76-YL-1

Extra gehärtet für die Verarbeitung in Prepreg oder Gießharz.



Gerader Fußbügel

3A76-R-1

Extra gehärtet für die Verarbeitung in Prepreg oder Gießharz.

Zubehör

Ausrichtwerkzeug

3A00-FTK

Das Ausrichtwerkzeug enthält Fertigungsdummies, Ausrichtachse, Montagematerial und Schraubenschlüssel.



Camber Axis -Gelenk

(Mitläufer, frei beweglich)
751-ATA

Für die Verarbeitung in Tiefziehtechnik in Polypropylen, in Prepreg oder Gießharz.



Basko Healthcare

Deutschland: Gasstraße 16, 22761 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0, Fax: +49 (0) 40 85 41 87-11
E-Mail: verkauf@basko.com

Österreich: Office Park I, Top B02, 1300 Wien Flughafen
Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30, Fax: +43 (0) 1 2 83 62 62
E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com