

MyPRIM Kids **Pavlik** Harness

Hüftabduktionsbandage für Kinder



0 - 24 Monate

Basko
Healthcare



MyPRIM Kids Pavlik Harness

Hüftabduktionsbandage für Kinder

Der Einsatz der MyPRIM Kids-Pavlik Harness-Hüftabduktionsbandage erfolgt zur Behandlung von Hüftgelenkerkrankungen zur notwendigen Positionierung der Hüftgelenke. Mit der Anwendung wird eine Sitz-Hockstellung erreicht, um ein Nachreifen der Hüftgelenke zu fördern.

Aufgrund des innovativen Designs lässt sich die Bandage sehr einfach (wie eine Weste) anlegen. Durch die offene Konstruktion wird der Windelwechsel erleichtert. Die „Seamless Bonding“-Technologie schützt vor Material-Reibungen auf der Baby-Haut. Darüber hinaus verfügt die Bandage über verstellbare Gurte mit Sicherheitsschnallen. Hierdurch kann die Hüftabduktion unabhängig voneinander reguliert werden.

Eigenschaften / Merkmale

Gepolsterte Schultergurte minimieren und verteilen den Druck und bieten hohen Komfort

Atmungsaktives und latexfreies Material

Weiche zirkuläre Gurte mit Klettverschluss

Komfortable Fußfassung aus weichem Velours mit Mikro-Klettverschluss

Gepolsterter Bauchgurt mit variabler Breitereinstellung und Klettverschluss

Verstellbare Gurte mit Sicherheitsschnallen

Frontale Gurte einstellbar von 90° bis 110° Flexion

Produktfunktion

- Positionierung der Hüfte in Sitz-Hockstellung

Indikationen

- Hüftdysplasie
- Hüftgelenkluxation
- Hüftgelenksubluxation, angeboren

Maßtabelle

Artikelnummer	VE	Brustumfang
MPK690	Stück	30 - 55 cm

Basko Healthcare

Deutschland: Gasstraße 16, 22761 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0, Fax: +49 (0) 40 85 41 87-11
E-Mail: verkauf@basko.com

Österreich: Office Park I, Top B02, 1300 Wien Flughafen
Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30, Fax: +43 (0) 1 2 83 62 62
E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com