

1 Erteilende Zollbehörde Generalzolldirektion – BWZ Technisches Referat 1 Berlin Grellstraße 18, 24 D-10409 Berlin	2 Referenznummer der Auskunft G 32383/22-1
3 Antragsteller der Auskunft Basko Orthopädie Handelsgesellschaft mbH Gasstr. 16 DE 22761 Hamburg	Wichtige Hinweise Alle Angaben in dieser unverbindlichen Zolltarifauskunft, insbesondere der Umsatzsteuersatz, sind unverbindlich. Aus dieser unverbindlichen Zolltarifauskunft kann kein Rechtsanspruch auf eine entsprechende Einreihung in den Zolltarif hergeleitet werden. Die unverbindliche Zolltarifauskunft wird in einer nationalen Datenbank der Zollverwaltung gespeichert. Zur Bedeutung der Zeichen und Abkürzungen siehe online unter: EZT-online (http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do#anfang) → Texte → Abkürzungen. Zur Zitierweise von Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur (ErKN) siehe online unter: EZT-online (http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do#anfang) → Texte → Inhaltsverzeichnis Erläuterungen → Vorbemerkungen → IV. Zitierweise.
4 Finanzamt und Steuernummer Hamburg Altona 41/705/02650	5 Datum der Auskunft 18.01.2023
6 Zolltarifnummer 9021 1010 00 1	7 Umsatzsteuersatz zum Datum der Auskunft 7 %
8 Warenbeschreibung <p>Hüftorthese mit einstellbarer Bewegungsbegrenzung, sog. PSL699, in Form einer Wareneinheitszusammenstellung in Aufmachung für den Einzelverkauf, im Wesentlichen bestehend aus einer noch nicht zusammengesetzten Ware aus einem Beckengurt und einem System aus Flexions-/Extensions-/Abduktionsgelenk und einer Oberschenkelmanschette</p> <p>Der Beckengurt in Form einer Lumbalbandage ist vor dem Bauch zu verschließen und mit einer stabilisierenden Lordosenstützen sowie unelastischen Spanngurten zur Einstellung des Kompressionsgrads ausgestattet.</p> <p>Die gepolsterten Hüft- und Oberschenkelschalen bestehen aus Kunststoff und sind durch zwei in der Länge einstellbare Teleskop-Gelenkschienen mit mittigem, multiaxialen ROM-Gelenk verbunden. Das Gelenk ermöglicht die kontrollierte Einstellung der Flexions- und Extensionsbewegungen in 15°-Schritten von 0° bis 90°. Es steuert die Abduktion in den Positionen 0°, 15° und 30° und bietet 5 Positionen zur individuellen Einstellung des Neigungswinkels der oberen Schiene.</p> <p>Die Oberschenkelmanschette mit kondylärem Polster reguliert die Innenrotation und Retraktion des Beins, indem es in Außenrotation versetzt wird. Zudem hat die Oberschenkelmanschette ein herausnehmbares Innenpolster, welches für eine optimale Druckverteilung sorgt.</p> <p>Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Beigepackt ist ein Inbusschlüssel.</p> <p>Die Hüftorthese wird zum Stützen und Halten (Funktionssicherung, Stabilisieren und Entlasten) des Hüftgelenks verwendet und wird u. a. bei Hüft dysplasie, Hüftgelenkluxation, Koxarthrose, Koxitis, Osteoporose oder Totalendoprothese verwendet.</p> <p>Die Bestandteile sind gemeinsam in einem Pappkarton verpackt.</p> <p>Die Ware wird als "orthopädische Vorrichtung für Menschen" eingereiht.</p>	
9 Begründung für die Einreihung der Ware	

8204

AV 1 / AV 2 a) / AV 3 b) / AV 5 b) / AV 6 / Anm 6 Abs 1 2. Anstrich Kap 90 / ZAnm 2 Kap 90
ErIKN Kap 90 (KN) RZ 04.0 - 06.0 / ErIKN AV 3 (HS) RZ 11.0, 12.0, 16.0, 19.1, 25.0 - 29.2, 38.1

10 Datum der Ausstellung und Signatur

Ort Berlin

Im Auftrag

Datum 26.01.2023

Dreyer



Dieses Schreiben wurde automatisiert erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.