

Mendivil - Schuhe



Maßtabelle

Artikelnummer mit Abduktion	Artikelnummer ohne Abduktion	Schuhgröße	Schuhlänge	Ballenbreite mit Abduktion (ME705)	Ballenbreite ohne Abduktion (ME905)
-	ME905-12	12	72 mm	-	40 mm
ME705-13	ME905-13	13	79 mm	46 mm	42 mm
ME705-14	ME905-14	14	85 mm	47 mm	43 mm
ME705-15	ME905-15	15	92 mm	49 mm	45 mm
ME705-16	ME905-16	16	98 mm	50 mm	46 mm
ME705-17	ME905-17	17	107 mm	51 mm	47 mm
ME705-18	ME905-18	18	113 mm	52 mm	48 mm
ME705-19	ME905-19	19	120 mm	54 mm	50 mm
ME705-20	ME905-20	20	126 mm	55 mm	51 mm
ME705-21	ME905-21	21	133 mm	56 mm	52 mm
ME705-22	ME905-22	22	139 mm	58 mm	54 mm
ME705-23	ME905-23	23	146 mm	59 mm	55 mm
ME705-24	ME905-24	24	152 mm	60 mm	56 mm
ME705-25	ME905-25	25	159 mm	62 mm	58 mm
ME705-26	ME905-26	26	166 mm	63 mm	59 mm
ME705-27	ME905-27	27	172 mm	64 mm	60 mm
ME705-28	ME905-28	28	179 mm	66 mm	62 mm
ME705-29	ME905-29	29	185 mm	67 mm	63 mm
-	ME905-30	30	192 mm	68 mm	64 mm
-	ME905-31	31	198 mm	70 mm	66 mm
-	ME905-32	32	205 mm	71 mm	67 mm
-	ME905-33	33	212 mm	72 mm	68 mm

Klumpfußversorgung bei Kindern



P.E.A.care - Schiene und Mendivil - Schuh

Für die Versorgung von Kindern mit Klumpfüßen bietet Basko Healthcare u.a. die Orthesenkomponenten P.E.A.care-Schiene und Mendivil-Schuh an. Diese Kombination wird insbesondere zur Behandlung nach Dr. Ponseti eingesetzt.

Indikation

- Pes equinovarus (Klumpfuß) (ICD10: Q66.8/ M21.57)

P.E.A.care-Schienen

Die besonderen Funktionen, das Design und das überaus leichte Gewicht der P.E.A.care-Schienen sind wesentliche Argumente für eine Versorgung mit dieser Komponente. Zur Herstellung einer Orthese stehen 3 Schienenmodelle in jeweils verschiedenen Längen zur Auswahl:

Modell "Basic"

Merkmale

- Einstellbare Schienenlänge
- Einstellbarer Außenrotationswinkel (15° bis 85°)
- Dorsalextension mit "P.E.A.care-Extensionseinstellung" möglich
- Quick Release-Kit zur Umrüstung optional erhältlich
- Kombinierbar mit Mendivil-Schuhen
- Gewicht: 113 - 124 Gramm
- Schienenmaterial: Aluminium



Modell "Basic Quick Release"

Merkmale

- Einstellbare Schienenlänge
- Einstellbarer Außenrotationswinkel (15° bis 85°)
- Dorsalextension mit "P.E.A.care-Extensionseinstellung" möglich
- Schnelles Anbringen/Lösen der Schiene über Schnellverschluss (Quick Release)
- Kombinierbar mit Mendivil-Schuhen
- Gewicht: 210 - 220 Gramm
- Schienenmaterial: Aluminium



Maßtabelle

Art.-Nr. "Basic"	Art.-Nr. "Basic Quick Release"	Größe	Schienenlänge	Schulterbreite	Zubehör für "Basic"	Zubehör für „Basic“ und „Basic Quick Release“
2800-1	2810-1	1	220 - 290 mm	185 - 260 mm	Quick Release-Kit* Art.-Nr. 2819	Extensionseinstellung* Art.-Nr. 2828
2800-2	2810-2	2	270 - 400 mm	245 - 370 mm		

Maßnahmen: Die geeignete Größe ergibt sich aus der Schulterbreite.

*Set mit 2 Stück.

Modell "Dynamic Quick Release"

Merkmale

- Einstellbare Schienenlänge
- Einstellbarer Außenrotationswinkel (30° bis 100°)
- Schnelles Anbringen/Lösen der Schiene über Schnellverschluss (Quick Release)
- Kugelgelenk für individuelle Fußstellung (Dorsalextension)
- Scharniergelenk für alternierende Beinbewegung
- Kombinierbar mit Mendivil-Schuhen
- Gewicht: 268 - 331 Gramm
- Schienenmaterial: Aluminium

P.E.A.care-Schiene „Dynamic Quick Release“



Maßtabelle

Artikelnummer "Dynamic Quick Release"	Größe	Schienenlänge	Schulterbreite
2820-1	1	200 mm	< 180 mm
2820-2	2	250 mm	180 - 230 mm
2820-3	3	300 mm	230 - 280 mm
2820-4	4	350 mm	280 - 330 mm
2820-5	5	400 mm	330 - 380 mm

Maßnahmen: Die geeignete Größe ergibt sich aus der Schulterbreite.



Mendivil-Schuhe

Die Mendivil-Schuhe sind aus weichem Leder gefertigt und bieten einen hohen Tragekomfort. Sie werden mittels Schrauben einfach an die Fußplatten der P.E.A.care-Schiene angebracht. Die Schrauben hierfür liegen der jeweiligen P.E.A.care-Schiene bei. Es stehen 2 Mendivil-Schuh-Varianten – mit und ohne Abduktion – in verschiedenen Größen zur Auswahl:

Merkmale

- Gepolsterte Lasche (Zunge)
- Fersenverstärkung und -polsterung
- Offene Ferse
- Offene Schuhspitze
- Langer Fersenzug (abgesteppt)
- Kombinierbar mit P.E.A.care-Schienen
- Lieferung: paarweise
- Material: Leder