

Boston LITE

Romporthese module



COMPENSEREN VAN FUNCTIONELE BEPERKINGEN BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

Boston LITE

Romporthese module

Beoogd gebruik: bij rompinstabiliteit

Functionele beperking volgens ICF

Gewrichtsbewegelijkheid **Gewrichtsstabiliteit** **Spierkracht** **Spiertonus** Bewegingspatroon tijdens lopen

De Boston LITE orthese wordt ter stabilisatie van de romp ingezet bij kinderen en jongeren bijvoorbeeld bij spastische verlammingen na cerebrale parese. De module heeft een standaard lordose van 15° en is gemaakt van twee lagen high density foam met daartussen een Kydex verstevigingscomponent voor extra stabiliteit. Deze comfortabele en effectieve orthese is met name geschikt voor patiënten die een rigide orthese niet kunnen tolereren. De orthese wordt standaard geleverd met een zeer comfortale voering.

Indicaties

- Cerebrale parese (ICD10: G80.9)
- Musculaire dystrofie (ICD10: G71.0)
- Scoliose (neuro musculair) (ICD10: M41.4)
- Spina Bifida (ICD10: Q05)

Voordelen bij realisatie van therapie doelstellingen

- Verbeterde rompcontrole
- Verbeterde houding tijdens het staan, zitten en lopen
- Verbeterde ademfunctie
- Vermindering van pijn

Kenmerken / eigenschappen

- Geconfectioneerd voor individuele aanpassing
- Posterior entree met 3 klittenbandsluitingen en passanten
- Levering inclusief een uitneembare voering
- Geïntegreerd verstevigingscomponent
- Mogelijkheid om openingen aan te brengen voor voedingssonde
- Materiaal: dubbellaags polyethyleen schuimstof met Kydex frame; voering: 3D spacer
- Kleur: wit

Maattabel

Artikel	Eenheid	Heupomvang	Taille omvang	Borstomvang	Lordose
SBBL-15J1	stuk	54 cm	40 cm	49 cm	15°
SBBL-15J2	stuk	58 cm	42 cm	51 cm	15°
SBBL-15J3	stuk	62 cm	45 cm	54 cm	15°
SBBL-15J4	stuk	64 cm	47 cm	56 cm	15°
SBBL-15Y1A	stuk	66 cm	51 cm	55 cm	15°
SBBL-15Y1	stuk	67 cm	46 cm	56 cm	15°
SBBL-15Y2	stuk	71 cm	47 cm	60 cm	15°
SBBL-15Y2A	stuk	72 cm	55 cm	62 cm	15°
SBBL-15Y3	stuk	75 cm	48 cm	63 cm	15°
SBBL-15Y3A	stuk	78 cm	57 cm	69 cm	15°
SBBL-15Y4	stuk	79 cm	51 cm	64 cm	15°
SBBL-15Y4F	stuk	80 cm	57 cm	66 cm	15°
BSBJL02	stuk	-	-	-	15°
BSBJL03	stuk	-	-	-	-

De taillemaat is de belangrijkste maat en dient als eerste selectie criterium genomen te worden. Op grond van de flexibiliteit van het materiaal kan de heup- of borstomvang 2 tot 5 cm groter of kleiner zijn. De Boston LITE kan naar wens ook naar maat gemaakt worden volgens een maatwerkformulier (art. nr: BSBJL02). Een andere optie is een maatwerk orthese volgens een negatief gipsmodel (art. nr: BSBJL03).

Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
 Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
 E-mail: verkoop@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com