

CROSS

Orthèse d'hyperextension du genou



CROSS

Orthèse d'hyperextension du genou

Contrôle efficace de la récurvatum avec ou sans orthèse cheville/pied. L'orthèse d'hyperextension CROSS est spécialement conçue pour attirer d'une seule main et pour porter en combinaison avec un Allard AFO!

Utilisation prévue: contrôle de l'hyperextension du genou

Limitation fonctionnelle selon ICF

Mobilité articulaire **Stabilité articulaire** **Force musculaire** Tonus musculaire Mode de déplacement lors de la marche

Caractéristiques / points forts

- Léger et respirant
- Portable à gauche et à droite
- Doublure douce pour prévenir l'irritation de la peau
- Charnières avec stops flexion/extension réglables
- L'aide à l'enfilage fournie permet d'enfiler l'orthèse d'une seule main
- Matériau: Nylon, Lycra, Polyester, Aluminium et Polyuréthane, ne contient pas de Latex et n'est pas ignifuge.
- Couleur: noir

Avantages pour atteindre les objectifs visés

- Réduction de la douleur
- Contrôle de l'hyperextension du genou
- Stabilisation du genou dans le plan sagittal

Caractéristiques du produit

- Stop d'extension du genou
- Empêcher des déviations
- Diminuer des déviations

Indications

- Récurvatum ≤ 15 degrés
- Réduction des fonctions neurologiques
- Douleur aux extrémités (genou)

Contre-indications

- Hyperextension ≥ 15 degrés
- Paralysie M.Quadriceps
- Rupture du ligament croisé antérieur (LCA)
- Rupture du ligament croisé postérieur (LCP)

Numéro d'article	Taille	Circonférence à 15 cm sous le centre de la de rotule	Circonférence au hauteur du centre de la rotule	La circonférence à 15 cm au-dessus le centre de la rotule
28715-S	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28715-M	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28715-L	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28715-XL	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm

La circonférence au niveau du centre de la rotule mène à choisir la bonne taille.

Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tél.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: vente@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com