

PRS670 Precision

Orthèse d'hyperextension



Prim spine



Spherical
system

Technologie patentée
Système d'adaptation sternale
par rotation sphérique.

Basko
Healthcare

PRS670 Precision

Orthèse d'hyperextension

L'orthèse d'hyperextension de Precision PRS670 a été optimisée en termes de conception et de fonctionnalité afin de garantir un soutien précis et sûr avec de multiples possibilités de réglage tout en restant très confortable. L'orthèse est dotée d'une technologie innovante et brevetée de système de rotation sphérique. Ce système se caractérise par une construction composée de disques massifs, de rotules et d'un ressort interne qui permet un mouvement multiaxial et assure que le coussinet du sternum s'adapte étroitement au sternum, évitant ainsi les points de pression.

Indications

- Cyphose
- Fracture vertébrale
- Lumbago
- Maladie de Scheuermann
- Ostéoporose
- Stabilisation post-opératoire

Propriétés / caractéristiques

Réglage en continu de la largeur

Le cadre de l'orthèse est réglable en continu en fonction de l'anatomie du patient.

Réglage en continu de la hauteur

Le cadre de l'orthèse est réglable en continu, ce qui permet d'adapter la hauteur au patient.



Boucle avec anneau pour les doigts

La fermeture primaire facilite l'application de l'orthèse sans exercer de force.

Pelote paravertébrale

Insert lombaire flexible, de forme anatomique, avec des fenêtres de ventilation.

Pelote sternale

Équipé d'un système de rotation sphérique et réglable en hauteur.



Articulation axiale réglable

Angle d'inclinaison réglable en étapes de 6°.



Manille avec pré-tensionneur

Manille secondaire avec précontrainte, facile à fermer et à ouvrir.

Soutien pelvien réglable

Le soutien de bassin peut être fixe ou, en option, ajusté dynamiquement.



Tableau de dimensions

Numéro de l'article	Unité	Bassin-circon.	Distance clavicle-symphysis
PRS670-1	pièce	76 - 115 cm	38 - 51 cm
PRS670-2	pièce	115 - 135 cm	45 - 58,5 cm

Accessoire

Numéro de l'article	Unité	Taille	Description
PRS6ACL-OS	Set	Universelle	Pelotes sous-claviculaire



Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
 Tél.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
 E-mail: vente@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com