

## Passive Polsorthesen



### Indicaties

- Artritis, reumatoïde
- Carpaletunnelsyndroom
- Synovitis en Tenosynovitis
- Wekedelen irritatie

### Kenmerken

- Ultra lichtgewicht
- Dorsaal geplaatste klittenbanden
- Röntgen doorlatend
- Deels geperforeerde voering uit zacht foam
- Thermoplastisch vormbaar (bij 160°C)
- Materiaal: latex-vrij; voering: zacht foam
- Kleur: grijs-wit

## Passive Polsorthesen

De Passive lichtgewicht porsorthesen zijn zowel conservatief als postoperatief inzetbaar .

Er zijn vier verschillende modellen verkrijgbaar.

### Maattabel – Passive porsorthese (lang)



Artikelnummer	Per	Maat	Polsomvang	Lengte
942L/R-S	stuk	small	14 - 16 cm	22 cm
942L/R-M	stuk	medium	16 - 18 cm	25 cm
942L/R-L	stuk	large	18 - 20 cm	25 cm

Maatnemen: circulair, op het breedste deel van de pols

### Maattabel – Passive porsorthese (kort)



Artikelnummer	Per	Maat	Polsomvang	Lengte
950L/R-S	stuk	small	14 - 16 cm	18 cm
950L/R-M	stuk	medium	16 - 18 cm	18 cm
950L/R-L	stuk	large	18 - 20 cm	19 cm
950L/R-XL	stuk	X-large	20 - 22 cm	20 cm

Maatnemen: circulair, op het breedste deel van de pols

### Maattabel – Passive porsorthese met duim



Artikelnummer	Per	Maat	Polsomvang	Lengte
949L/R-S	stuk	small	14 - 16 cm	17 cm
949L/R-M	stuk	medium	16 - 18 cm	18 cm
949L/R-L	stuk	large	18 - 20 cm	20 cm
949L/R-XL	stuk	X-large	20 - 22 cm	21,5 cm

Maatnemen: circulair, op het breedste deel van de pols

### Maattabel – Passive porsorthese met duim/vingers



Artikelnummer	Per	Maat	Handbreedte	Lengte
943L/R-S	stuk	small	7 - 8 cm	32 cm
943L/R-M	stuk	medium	8 - 9 cm	38 cm
943L/R-L	stuk	large	9 - 10 cm	38 cm

Maatnemen: circulair, op het breedste deel van de pols