

# Orthèses de la main/du poignet

Soins de l'extrémité supérieure



**Basko**  
Healthcare



# Soins de l'extrémité supérieure

## Produit

### Soins pour enfants

|   |   |
|---|---|
| Sélection Thumb - Orthèse de pouce                              | 4 |
| Sélection Wrist - Orthèse de poignet                            | 5 |
| MyPRIM Kids - Orthèse de poignet modèle enveloppant             | 6 |
| MyPRIM Kids - Orthèse de poignet immobilisante                  | 7 |
| MyPRIM Kids - Orthèse de poignet (avec immobilisateur de pouce) | 8 |
| MyPRIM Kids - Armsling  | 9 |

### Soins pour adultes

|   |    |
|---|----|
| Selection Thumb - Orthèse de pouce                      | 10 |
| Airmed - Orthèse de pouce                               | 11 |
| Tee Pee - Orthèse de pouce                              | 12 |
| CMCcare - Orthèse de pouce                              | 13 |
| Suede - Orthèse de pouce                                | 14 |
| Rhizocare - Orthèse de pouce (avec bracelet)            | 15 |
| S.O.T - Orthèse de pouce                                | 16 |
| Vission - Attelle de doigt                              | 17 |
| Vission - Orthèse multi-doigts                          | 18 |
| Selection Ulnar Deviation - Orthèse                     | 19 |
| Sélection Wrist Soft - Orthèse de poignet (sans pouce)  | 20 |
| Sélection Wrist Rigid - Orthèse de poignet (avec pouce) | 21 |
| Wrist Lacer 2.0 - Orthèse de poignet (sans pouce)       | 22 |
| Ryno Lacer 2.0 - Orthèse de poignet avec pouce          | 23 |
| Airmed - Orthèse de poignet                             | 24 |
| S.O.T - Orthèse de repos poignet-main                   | 26 |
| Passive - Orthèse du poignet/de la main (modèle long)   | 28 |
| Semi-circulaire - Orthèse de la main/du poignet         | 29 |
| Mottio - Bandage épicondylite Mottio                    | 30 |
| Humerux - Humerus Orthèse                               | 31 |
| Orthèse de main fonctionnelle - 934                     | 32 |
| Orthèse de main positionnelle - 935                     | 33 |
| Canal cubital - Coudière (orthèse tunnel cubital)       | 34 |
| Hemi-sling - Écharpe universelle                        | 35 |

# Sélection Thumb

## Orthèse de pouce

Cette orthèse de pouce, spécialement conçue pour les enfants, est utilisée à la fois pour un traitement conservateur et post-opératoire pour immobiliser l'articulation en selle du pouce. L'orthèse stabilise et limite la mobilité du pouce, pas celle de l'articulation du poignet. Le pouce et la main sont placés dans une position de fonctionnement, tout en maintenant la fonction de préhension.

### Fonctions du produit

- Stabilisation de l'articulation en selle du pouce
- Réduire le nombre de mouvement de l'articulation
- Prévenir les déformations

### Caractéristiques

- Forme anatomique
- Bande du pouce réglable
- Modèle d'enroulement avec fermeture velcro pour un enfilage facile
- Matériaux : polyester, lycra, nylon et spandex
- Couleurs : noir/bleu pétrole

### Indications

- Arthrogryposis multiplex congenita
- Paralysie cérébrale
- Lésion du plexus brachial
- Rhumatisme
- Rhumatisme, non spécifié : main (doigts, articulation du carpe et du poignet)



### Tableau des tailles – Sélection Thumb orthèse de pouce

| Numéro d'article |            | Unité | Taille   | Longueur | Taille du poignet | Mesurer |
|------------------|------------|-------|----------|----------|-------------------|---------|
| droite           | gauche     |       |          |          |                   |         |
| 35300R-XXS       | 35300L-XXS | Pièce | XX-small | 11 cm    | 8 - 11 cm         |         |
| 35300R-XS        | 35300L-XS  | Pièce | X-small  | 13,5 cm  | 8 - 11 cm         |         |
| 35300R-S         | 35300L-S   | Pièce | small    | 14,5 cm  | 10 - 12 cm        |         |
| 35300R-M         | 35300L-M   | Pièce | medium   | 17 cm    | 12 - 14 cm        |         |
| 35300R-L         | 35300L-L   | Pièce | large    | 17,5 cm  | 14 - 16 cm        |         |

Mesurer : circulaire sur la partie la plus large du poignet.

# Sélection Wrist

## Orthèse de poignet

Cette orthèse de poignet, spécialement conçue pour les enfants, est utilisée à la fois pour un traitement conservateur et post-opératoire et soutient l'articulation douloureuse du poignet. Le matériau utilisé ne s'effiloche pas, ce qui rend superflue la bande ourlée; le concept reste mince tout en offrant beaucoup de confort.

### Fonctions du produit

- Stabilisation de l'articulation du poignet
- Réduire le nombre de mouvement de l'articulation
- Prévenir les déformations

### Caractéristiques

- Forme anatomique
- Bande du pouce réglable
- Fermeture à lacets pour un enfilage facile
- Baleine flexible palmaire intégrée
- Matériaux : polyester, lycra, nylon, spandex et aluminium
- Couleurs : noir/bleu pétrole

### Indications

- Arthrite rhumatoïde (main)
- Paralysie cérébrale
- Dystonie



### Tableau des tailles – Sélection Wrist orthèse de poignet

| Numéro d'article |          | Unité | Taille | Taille du poignet | Mesurer |
|------------------|----------|-------|--------|-------------------|---------|
| droite           | gauche   |       |        |                   |         |
| 35305R-S         | 35305L-S | Pièce | small  | 10 - 12 cm        |         |
| 35305R-M         | 35305L-M | Pièce | medium | 12 - 14 cm        |         |
| 35305R-L         | 35305L-L | Pièce | large  | 14 - 16 cm        |         |

Mesurer : circulaire sur la partie la plus large du poignet.



# MyPRIM Kids

## Orthèse de poignet modèle enveloppant

L'orthèse de poignet/de pouce MyPrim Kids, souple et rembourrée, s'enroule naturellement autour du pouce et du poignet. L'orthèse exerce la compression nécessaire sur l'articulation carpométacarpienne pour soulager la douleur tout en maintenant la fonctionnalité de la main. L'orthèse est munie de fermetures en velcro pour régler la compression. Convient à la fois à la gauche et à la droite.

Cette orthèse enveloppante fait partie de la ligne de produits MyPrim, une série d'articles de réhabilitation pédiatrique conçus spécifiquement pour les enfants de 2 à 12 ans.

### Fonction du produit

- Compression sur l'articulation trapézo-métacarpienne (articulations carpométacarpiennes (CMC))

### Caractéristiques


- MyPrim Kids est fabriqué avec une technologie de fabrication sans couture.
- Convient gauche et droite
- Modèle enveloppant flexible et rembourré
- Technologie FST, très respectueuse de la peau
- Matériaux : respirant, sans latex
- Couleur : gris/lime

### Indications

- Arthrite rhumatoïde (main)
- Arthrose (pouce)
- Instabilité de l'articulation basale du pouce (CMC-I)
- Rhizarthrose



### Tableau des tailles – MyPRIM Kids orthèse de poignet modèle enveloppant

| Numéro d'article | Unité | Côté        | Taille du poignet | Mesurer   |
|------------------|-------|-------------|-------------------|---|
| MPK100-1         | Pièce | universelle | 10 - 12 cm        |  |
| MPK100-2         | Pièce | universelle | 12 - 15 cm        |   |

# MyPRIM Kids

## Orthèse de poignet immobilisante

L'orthèse de poignet immobilisante sans pouce MyPrim Kids immobilise le poignet à l'aide d'une baleine palmaire en aluminium malléable de forme anatomique, qui limite la flexion palmaire. Une baleine dorsale sur le dos de la main fournit la rigidité nécessaire pour améliorer la stabilisation de l'articulation. La fermeture en velcro à 3 niveaux permet de serrer la fermeture de poignet facilement et en toute sécurité.

Cette orthèse de poignet immobilisante fait partie de la ligne de produits MyPrim, une série d'articles de réhabilitation pédiatrique conçus spécifiquement pour les enfants de 2 à 12 ans.

### Fonction du produit

- Immobilise le poignet

### Caractéristiques

- MyPrim Kids est fabriqué avec une technologie de fabrication sans couture.
- Version gauche et droite
- Mouvement libre du pouce
- Baleine palmaire et dorsale
- Technologie FST, très respectueuse de la peau
- Matériaux : respirant, sans latex
- Couleur : gris/lime

### Indications

- Arthrite rhumatoïde (main)
- Paralysie cérébrale
- Dystonie



### Tableau des tailles – MyPRIM Kids orthèse de poignet immobilisante

| Numéro d'article | Unité | Côté   | Taille du poignet | Mesurer   |
|------------------|-------|--------|-------------------|---|
| MPK101L-1        | Pièce | gauche | 10 - 12 cm        |  |
| MPK101L-2        | Pièce | gauche | 12 - 15 cm        |   |
| MPK101R-1        | Pièce | droite | 10 - 12 cm        |   |
| MPK101R-2        | Pièce | droite | 12 - 15 cm        |   |

Mesurer : circulaire sur la partie la plus large du poignet.

# MyPRIM Kids

## Orthèse de poignet (avec immobilisateur de pouce)

L'immobilisateur de pouce MyPrim Kids est spécialement conçu pour être fixé à l'orthèse de poignet immobilisante MyPrim Kids MPK101. Il comporte une baleine en aluminium moulable qui peut être utilisée pour immobiliser l'articulation du pouce selon les besoins. Convient à la fois à la gauche et à la droite. Cette orthèse de poignet immobilisante fait partie de la ligne de produits MyPrim, une série d'articles de réhabilitation pédiatrique conçus spécifiquement pour les enfants de 2 à 12 ans.

### Fonction du produit

- Immobilise le pouce

### Caractéristiques

- MyPrim Kids est fabriqué avec une technologie de fabrication sans couture.
- Convient à la fois à la gauche et à la droite.
- Technologie FST, très respectueuse de la peau
- Matériaux : respirant, sans latex
- Couleur : gris/lime

### Indications

- Arthrite rhumatoïde (main)
- Paralysie cérébrale
- Dystonie
- Syndrome de compression médiale



### Tableau des tailles – MyPRIM Kids orthèse de poignet immobilisante

| Numéro d'article | Unité | Côté        | Circonférence du poignet |
|------------------|-------|-------------|--------------------------|
| MPK102           | pièce | universelle | universelle              |



# MyPRIM Kids

## Armsling

L'Arm Sling MyPrim Kids est une écharpe de haute qualité, conçue de manière ergonomique pour les enfants afin de leur apporter confort et soutien après une blessure ou une opération du bras. Conception moderne et légère, fabriquée uniquement à partir de matériaux de haute qualité, dont un tissu alvéolaire respirant et une doublure intérieure absorbante en tissu éponge. La zone du cou et des épaules est en outre rembourrée pour plus de confort. Facile à mettre, à ajuster et à enlever. Disponible en deux tailles et recommandé pour les enfants âgés de 2 à 12 ans.

### Fonctions du produit

- Prévenir les déformations
- Réduire le nombre de mouvement
- Compenser le manque d'activité musculaire
- Réduire et/ou redistribuer la charge

### Caractéristiques

- Le textile en tissu alvéolaire avec doublure en tissu éponge absorbe l'humidité.
- Tissu Lycra rembourré avec élasticité bidirectionnelle
- Fermetures en micro Velcro
- Matériaux : respirant, sans latex
- Couleur : gris/lime

### Indications

- Brûlures
- Parésie
- Stabilisation postopératoire
- Lésion des tissus mous



### Tableau des tailles – MyPRIM Kids armsling

| Numéro d'article | Unité | Longueur de l'avant-bras |
|------------------|-------|--------------------------|
| MPK400-1         | Pièce | < 21 cm                  |
| MPK400-2         | Pièce | 21 - 25 cm               |

# Sélection Thumb

## Orthèse de pouce

Cette série d'orthèses de pouce est fabriquée à partir de matériaux innovants pour un design plus moderne et plus frais. L'orthèse se compose de deux couches élastiques laminées l'une contre l'autre, avec un noyau de matériau plus rigide entre elles pour assurer la stabilité souhaitée. Deux versions sont disponibles : Sélection Wrist Soft est entièrement élastique et place le pouce dans une position détendue. Sélection Wrist Rigid offre plus de stabilité autour du pouce en utilisant un matériau non élastique.

### Caractéristiques

- 2 versions : Souple ou rigide
- 2 couleurs : noir ou beige

### Indications

- Arthrite (pouce)
- Arthrose (pouce)
- Insuffisance de la bande (pouce)
- Subluxation des articulations



Tableau des tailles – Sélection Thumb orthèse de pouce

| Numéro d'article |          | Unité | Taille | Couleurs | Taille du poignet | Exécution | Mesurer |
|------------------|----------|-------|--------|----------|-------------------|-----------|---------|
| droite           | gauche   |       |        |          |                   |           |         |
| 35200R-S         | 35200L-S | Pièce | small  | noir     | 13 - 15 cm        | Souple    |         |
| 35200R-M         | 35200L-M | Pièce | medium | noir     | 15 - 17 cm        | Souple    |         |
| 35200R-L         | 35200L-L | Pièce | large  | noir     | 17 - 20 cm        | Souple    |         |
| 35201R-S         | 35201L-S | Pièce | small  | beige    | 13 - 15 cm        | Souple    |         |
| 35201R-M         | 35201L-M | Pièce | medium | beige    | 15 - 17 cm        | Souple    |         |
| 35201R-L         | 35201L-L | Pièce | large  | beige    | 17 - 20 cm        | Souple    |         |
| 35202R-S         | 35202L-S | Pièce | small  | noir     | 13 - 15 cm        | Rigide    |         |
| 35202R-M         | 35202L-M | Pièce | medium | noir     | 15 - 17 cm        | Rigide    |         |
| 35202R-L         | 35202L-L | Pièce | large  | noir     | 17 - 20 cm        | Rigide    |         |
| 35203R-S         | 35203L-S | Pièce | small  | beige    | 13 - 15 cm        | Rigide    |         |
| 35203R-M         | 35203L-M | Pièce | medium | beige    | 15 - 17 cm        | Rigide    |         |
| 35203R-L         | 35203L-L | Pièce | large  | beige    | 17 - 20 cm        | Rigide    |         |

Mesurer : circulaire sur la partie la plus large du poignet.

# Airmed

## Orthèse de pouce

L'orthèse de pouce Airmed est utilisée à la fois pour un traitement conservateur et post-opératoire. Cette orthèse confortable stabilise et limite la quantité de mouvements du pouce au moyen d'une baleine métallique intégrée bilatérale. L'orthèse peut être portée à la fois à droite et à gauche, et elle est fermée par une bande velcro semi-élastique. La mobilité du poignet n'est pas limitée.

### Fonctions du produit

- Stabilisation de l'articulation en selle du pouce
- Réduire le nombre de mouvements
- Prévenir les déformations

### Caractéristiques

- Confortable et stable
- Baleine bilatérale anatomique
- Fermeture velcro semi-élastique avec passant
- Se porte à gauche et à droite
- Partiellement perforée pour ventilation
- Matériaux : polyamide, polyuréthane et métal
- Couleurs : gris-noir / beige

### Indications

- Arthrose (pouce)
- Rupture ligamentaire pouce de skieur
- Distorsion (main)
- Tendopathie
- Stabilisation de l'articulation en selle



### Tableau des tailles – Airmed orthèse de pouce

| Numéro d'article | Unité | Couleur | Taille | Côté        | Taille du poignet | Mesurer |
|------------------|-------|---------|--------|-------------|-------------------|---------|
| AM202-S          | Pièce | beige   | small  | universelle | 14 - 18 cm        |         |
| AM202-L          | Pièce | beige   | large  | universelle | 18 - 22 cm        |         |
| AM202G-S         | Pièce | gris    | small  | universelle | 14 - 18 cm        |         |
| AM202G-L         | Pièce | gris    | large  | universelle | 18 - 22 cm        |         |

Mesures : circulaires sur la partie la plus large du poignet.

# Tee Pee

## Orthèse de pouce

L'orthèse stabilise et limite l'amplitude des mouvements du pouce grâce à trois renforts en métal malléable.

L'orthèse peut être portée à gauche ou à droite et se fixe à l'aide d'une bande velcro élastique. Il ne limite pas l'amplitude de mouvement du poignet.

### Fonctions du produit

- Prévenir les déformations
- Réduire le nombre de mouvement de(s) articulation(s)

### Caractéristiques

- 3 renforts métalliques déformables intégrés
- Verrouillable par Velcro
- Peut être utilisé à gauche ou à droite
- Doublure en feutre en polypropylène.
- Couleur : noir

### Indications

- Arthrite (pouce)
- Arthrose (pouce)
- Insuffisance de la bande (pouce)
- Subluxation des articulations



### Tableau des tailles – Tee Pee orthèse de pouce

| Numéro d'article | Unité | Taille  | Distance entre le poignet et l'articulation du pouce |
|------------------|-------|---------|--|
| 8240-XS          | Pièce | X-small | < 9 cm   |
| 8240-S           | Pièce | small   | 9 - 11 cm  |
| 8240-M           | Pièce | medium  | 11 - 12 cm   |
| 8240-L           | Pièce | large   | 12 - 13 cm   |
| 8240-XL          | Pièce | X-large | > 13 cm  |

# CMCcare

## Orthèse de pouce

L'orthèse de pouce CMCcare convient à une utilisation quotidienne et/ou à long terme et se caractérise par un haut degré d'efficacité, de confort et de qualité en vue de préserver une fonction maximale de la main. Le CMCcare est conçu pour apporter un soutien optimal à l'articulation de la selle du pouce et positionner le métacarpe du pouce dans une position stable et fonctionnelle avec une bonne puissance de préhension. Les autres articulations de la main et le poignet sont laissés libres, sans affecter la fonction de la main. La conception anatomique avec des bords arrondis, le système de fermeture simple et le choix des matériaux garantissent un bon ajustement et un confort de port optimal.

### Fonctions du produit

- Stabilisation de l'articulation en selle du pouce
- Le positionnement du pouce en mode fonctionnel

### Caractéristiques

- Position du pouce variable par sens de traction modifiable
- Forme anatomique
- Baleines en aluminium intégrées
- Fermeture velcro réglable
- Maintien de la fonction de préhension
- Matériaux : plastique TPU, nylon et aluminium
- Couleur: gris/noir

### Indications

- Arthrose (pouce)
- Instabilité de l'articulation de base du pouce (CMC-I)
- Rhizartrose



### Tableau des tailles – CMCcare orthèse de pouce

| Numéro d'article |         | Unité | Taille | Taille de la main | Mesurer |
|------------------|---------|-------|--------|-------------------|---------|
| droite           | gauche  |       |        |                   |         |
| 8712R-S          | 8712L-S | Pièce | small  | 16,0 - 19,5 cm    |         |
| 8712R-M          | 8712L-M | Pièce | medium | 19,5 - 22,5 cm    |         |
| 8712R-L          | 8712L-L | Pièce | large  | 22,5 - 26,0 cm    |         |

Mesurer : le contour de la main centrale, sous les jointures des doigts.



# Suede

## Orthèse de pouce

Cette orthèse semi-circulaire pour le pouce est utilisée à la fois de manière conservatrice et postopératoire pour immobiliser l'articulation de la selle du pouce. Une baleine latérale en aluminium malléable permet d'adapter l'orthèse aux contours de la main. Cette orthèse est disponible en deux longueurs différentes.

### Fonctions du produit

- Réduire le nombre de mouvement (des) de l'articulation(s)
- Prévenir les déformations

### Caractéristiques

- Une taille universelle
- Convient à la fois à la gauche et à la droite
- Bande de pouce réglable
- Deux bandes élastiques en Velcro
- Latéral : baleine en aluminium formable
- Matériaux : polyester, nylon et feutre, baleine : aluminium
- Couleur : noir

### Indications

- Arthrite (pouce)
- Synovite et ténosynovite (main)
- Tendovaginite de Quervain



Tableau des tailles – Suede Thumb Support orthèse de pouce

| Numéro d'article | Unité | Côté        | Longueur |
|------------------|-------|-------------|----------|
| 223180           | Pièce | universelle | 19 cm    |
| 223190           | Pièce | universelle | 23 cm    |

# Rhizocare

## Orthèse de pouce (avec bracelet)

L'orthèse de pouce est utilisée à la fois pour un traitement conservateur et post-opératoire et sert à immobiliser le poignet, le pouce, l'articulation en selle et l'articulation de base du pouce.

### Fonctions du produit

- Stabilisation de l'articulation en selle du pouce et de l'articulation de base
- Réduire le nombre de mouvement de l'articulation
- Prévenir les déformations

### Caractéristiques

- Stabilisation de l'articulation en selle du pouce et de l'articulation de base
- Réduire le nombre de mouvement de l'articulation
- Prévenir les déformations
- Matériaux : polyester, nylon, aluminium
- Couleur : noir

### Indications

- Arthrite rhumatoïde
- Rupture ligamentaire pouce de skieur
- Distorsion
- Parésie radiale
- Irritation des tissus mous (main)



### Tableau des tailles – Rhizocare orthèse de pouce (avec bracelet)

| Numéro d'article |          | Taille  | Longueur | Taille du poignet | Mesurer   |
|------------------|----------|---------|----------|-------------------|---|
| droite           | gauche   |         |          |                   |   |
| 8711R-S          | 8711L-S  | small   | 16,5 cm  | 12 - 15 cm        |  |
| 8711R-M          | 8711L-M  | medium  | 16,5 cm  | 15 - 17 cm        |   |
| 8711R-L          | 8711L-L  | large   | 16,5 cm  | 17 - 19 cm        |   |
| 8711R-XL         | 8711L-XL | X-large | 16,5 cm  | 19 - 21 cm        |   |

Mesures : circulaires sur la partie la plus large du poignet.

# S.O.T

## Orthèse de pouce

L'orthèse de pouce S.O.T positionne le pouce dans une position de repos optimale. Il s'agit d'une toute nouvelle orthèse de pouce de forme anatomique avec support de voûte. L'orthèse est conçue pour restreindre les mouvements de l'articulation CMC afin d'éviter un étirement excessif des ligaments, qui peut entraîner une subluxation de l'articulation.

### Fonctions du produit

- Orthèse de repos pour le pouce, conçue pour limiter les mouvements de l'articulation CMC-1.
- Positionner le pouce dans une position fonctionnelle tout en préservant la fonction de préhension.
- Soutien (peut également être utilisé avec une orthèse de poignet en textile pour un soutien supplémentaire)

### Caractéristiques

- Le matériau s'ajuste parfaitement, ce qui fait de l'orthèse pourrait être une alternative idéale aux orthèses sur mesure.
- La baleine palmaire intégrée en aluminium peut être facilement ajusté à la forme souhaitée.
- Matériaux : polyester, polyéthylène, aluminium, nylon, TPU et spandex

### Indications

- Arthrite rhumatoïde
- Rhizartrose

### Avantages dans la réalisation des objectifs de thérapie

- Soulagement de la douleur
- Stabilisation de l'articulation CMC-1
- Maintien d'une fonction de préhension fonctionnelle



### Tableau des tailles – S.O.T Orthèse de pouce

| Numéro d'article | Unité | Taille | Côté   | Distance du poignet jusqu'à l'articulation du pouce | Largueur de la main |
|------------------|-------|--------|--------|---|---------------------|
| 28720R-S         | Pièce | small  | droite | ≤ 185 mm  | ≤ 75 mm             |
| 28720R-M         | Pièce | medium | droite | ≤ 200 mm  | ≤ 85 mm             |
| 28720R-L         | Pièce | large  | droite | ≤ 210 mm  | ≤ 90 mm             |
| 28720L-S         | Pièce | small  | gauche | ≤ 185 mm  | ≤ 75 mm             |
| 28720L-M         | Pièce | medium | gauche | ≤ 200 mm  | ≤ 85 mm             |
| 28720L-L         | Pièce | large  | gauche | ≤ 210 mm  | ≤ 90 mm             |

La relation entre la largeur MCP et la longueur du poignet au bout du doigt peut varier. Utilisez ce tableau des tailles à titre indicatif uniquement.

# Vission Finger Splint

## Attelle de doigt

Cette orthèse est utilisée pour immobiliser les doigts à la suite d'un traumatisme ou d'une intervention chirurgicale pour prévenir les contractures des articulations des doigts. L'orthèse peut également être utilisée comme un traitement conservateur du syndrome de Dupuytren, ou pour des maladies dans lesquelles l'immobilisation temporaire des doigts est nécessaire.

### Fonctions du produit

- Conserve le poignet, le pouce et les doigts en position de repos
- Soutient les muscles du thénar
- Maintient la flexibilité des longs fléchisseurs

### Avantages dans la réalisation des objectifs de thérapie

- Amélioration de la mobilité de la main
- Amélioration de la circulation sanguine
- Alignement biomécanique correct des articulations

### Caractéristiques

- Pré-formé en mode de fonctionnement (réglable)
- Design épuré avec un maximum de soutien et de stabilité
- Pourvu d'un revêtement et de bandes velcro pour un confort optimal
- Matériaux : Polyamide, élasthanne, polyuréthane et aluminium. Sans latex
- Couleurs : noir/beige

### Indications

- Arthrose (main)
- Syndrome Dupuytren
- Trigger Finger



### Tableau des tailles – Vission Finger Splint attelle de doigt

| Numéro d'article | Unité | Taille | Côté        | Taille du poignet | Mesurer |
|------------------|-------|--------|-------------|-------------------|---------|
| 46020-S          | Pièce | small  | universelle | < 16 cm           |         |
| 46020-M          | Pièce | medium | universelle | 16 - 19 cm        |         |
| 46020-L          | Pièce | large  | universelle | > 19 cm           |         |

# Vission Multi Fingersplint

## Orthèse multi-doigts

L'orthèse peut être utilisée de manière conservatrice et postopératoire pour l'immobilisation des doigts et du poignet. La cuillère intégrée maintient les articulations du poignet et des doigts dans la position de repos souhaitée et, le cas échéant, prévient le risque de contractures.

### Fonctions du produit

- Maintient les articulations du poignet et des doigts dans une position de repos.
- Soutient les muscles t du thenar
- Maintient ou augmente la flexibilité des muscles longs fléchisseurs

### Avantages dans la réalisation des objectifs de thérapie

- Prévention des contractures
- Amélioration de la position de repos
- Bon positionnement biomécanique des articulations

### Caractéristiques

- Préformé en position de repos
- Cuillère de renfort intégrée
- Sangles en velcro pour un réglage individuel
- Doublure intégrée
- Matériau : sans latex, polyamide, spandex
- polyuréthane et aluminium
- Couleur : noir/beige

### Indications

- Arthrose (main)
- Syndrome du canal carpien
- Irritation des tissus mous (main)
- Syndrome de Dupuytren
- Parésie radiale
- Contracture
- Fracture



### Tableau des tailles – Vission Multi Fingersplint orthèse multi-doigts

| Numéro d'article droite | Numéro d'article gauche | Unité | Taille | Circonférence du poignet |
|-------------------------|-------------------------|-------|--------|--------------------------|
| 46021R-S                | 46021L-S                | Pièce | small  | < 16 cm                  |
| 46021R-M                | 46021L-M                | Pièce | medium | 16 - 19 cm               |
| 46021R-L                | 46021L-L                | Pièce | large  | > 19 cm                  |



# Selection Ulnar Deviation

## Orthèse

L'orthèse Selection Ulnar Deviation est utilisée chez les patients souffrant d'affections inflammatoires et dégénératives pour améliorer l'alignement des doigts, la fonction de la main et la prise fonctionnelle. Cette orthèse peut également être utilisée pour les articulations hypermobiles et les muscles faibles afin d'assurer la stabilité. L'orthèse Ulnar Deviation soutient la main tout en assurant un alignement correct, une stabilisation et peut contribuer à réduire la douleur. Si le patient a également besoin d'une stabilisation du poignet, cette orthèse peut également être portée en combinaison avec une orthèse Selection Wrist. Les baleines en plastique spécialement conçues se fixent directement à l'orthèse si nécessaire.

L'orthèse Ulnar Deviation soutient la main tout en assurant un alignement correct, une stabilisation et peut contribuer à réduire la douleur. Si le patient a également besoin d'une stabilisation du poignet, cette orthèse peut également être portée en combinaison avec une orthèse Selection Wrist. Les baleines en plastique spécialement conçues se fixent directement à l'orthèse si nécessaire.

### Caractéristiques

- Design à profil bas
- Épouse la forme et les contours de la main
- Tissu respirant
- Le matériau ne s'effiloche pas et peut être coupé à la taille voulue.
- Fermeture facile
- Peut être combiné avec la sélection
- Orthèse de poignet
- Lavable en machine à 40° C

### Indications

- Ulnar reumatoide deviatitis



### Tableau des tailles – Selection Ulnar Deviation orthèse

| Numéro d'article droite | Numéro d'article gauche | Unité | Circonférence MCP 2 -5 |
|-------------------------|-------------------------|-------|------------------------|
| 35218R-XS               | 35218L-XS               | Pièce | 14 - 17 cm             |
| 35218R-S                | 35218L-S                | Pièce | 17 - 20 cm             |
| 35218R-M                | 35218L-M                | Pièce | 20 - 23 cm             |
| 35218R-L                | 35218L-L                | Pièce | 23 - 27 cm             |

# Sélection Wrist Soft

## Orthèse de poignet (sans pouce)

Cette série d'orthèses de poignet est fabriquée à partir de matériaux innovants pour un design plus moderne et plus frais. L'orthèse se compose de deux couches élastiques laminées l'une contre l'autre, avec un noyau de matériau plus rigide entre elles pour assurer la stabilité souhaitée. Deux versions sont disponibles : Sélection Wrist Soft est entièrement élastique et place la main dans une position détendue. Sélection Wrist Rigid offre plus de stabilité autour du pouce en utilisant un matériau non élastique. Les deux modèles disposent d'un système de lacets réglables sur le côté ulnaire.

### Fonctions du produit

- Réduire le nombre de mouvement
- Prévenir les déformations
- Réduire le nombre de mouvement des articulations

### Caractéristiques

- Palmair avec cuillère préformée intégrée
- La partie dorsale est munie d'une baleine en plastique.
- Système de lacets réglables sur le côté ulnaire.
- Matériau : Polyester, Lycra, Nylon, Spandex, Polyuréthane, laiton, polyoxyméthylène, polypropylène

### Indications

- Arthrite rhumatoïde
- Arthrose (main)
- Fracture (main)
- Luxation (main)
- Syndrome de compression médiane
- Subluxation (main)



### Tableau des tailles – Sélection Wrist Soft orthèse de poignet (sans pouce)

| Numéro d'article |           | Unité | Taille  | Taille du poignet | Mesurer |
|------------------|-----------|-------|---------|-------------------|---------|
| droite           | gauche    |       |         |                   |         |
| 35204R-S         | 35204L-S  | Pièce | small   | 11 - 14 cm        |         |
| 35204R-M         | 35204L-M  | Pièce | medium  | 14 - 17 cm        |         |
| 35204R-L         | 35204L-L  | Pièce | large   | 17 - 20 cm        |         |
| 35204R-XL        | 35204L-XL | Pièce | X-large | 20 - 23 cm        |         |
|                  |           |       |         |                   |         |

# Sélection Wrist Rigid

## Orthèse de poignet (avec pouce)

Cette série d'orthèses de poignet est fabriquée à partir de matériaux innovants pour un design plus moderne et plus frais. L'orthèse se compose de deux couches élastiques laminées l'une contre l'autre, avec un noyau de matériau plus rigide entre elles pour assurer la stabilité souhaitée. Deux versions sont disponibles : Sélection Wrist Soft est entièrement élastique et place la main dans une position détendue. Sélection Wrist Rigid offre plus de stabilité autour du pouce en utilisant un matériau non élastique. Les deux modèles disposent d'un système de lacets réglables sur le côté ulnaire.

### Caractéristiques

- Palmair avec cuillère préformée intégrée
- La partie dorsale est munie d'une baleine en plastique.
- Le matériau ne s'effiloche pas et peut donc être facilement adapté aux contours.

### Indications

- Arthrite (main)
- Arthrose (main)
- Fracture (main)
- Luxation (main)
- Syndrome de compression médiale
- Subluxation (main)



Tableau des tailles – Sélection Wrist Rigid orthèse de poignet (avec pouce)

| Numéro d'article |           | Unité | Taille  | Taille du poignet | Mesurer |
|------------------|-----------|-------|---------|-------------------|---------|
| droite           | gauche    |       |         |                   |         |
| 35206R-S         | 35206L-S  | Pièce | small   | 11 - 14 cm        |         |
| 35206R-M         | 35206L-M  | Pièce | medium  | 14 - 17 cm        |         |
| 35206R-L         | 35206L-L  | Pièce | large   | 17 - 20 cm        |         |
| 35206R-XL        | 35206L-XL | Pièce | X-large | 20 - 23 cm        |         |

# Wrist Lacer 2.0

## Orthèse de poignet (sans pouce)

L'orthèse Wrist Lacer est prévue comme maintien en cas de douleurs du poignet et convient à la fois pour un traitement conservateur et postopératoire. L'orthèse assure une bonne circulation de l'air, de sorte que l'orthèse est agréable et confortable à porter.

### Caractéristiques

- Forme anatomique
- Circulation de l'air optimale
- Bande du pouce réglable
- Fermeture à lacets unique pour un enfilage facile
- Des baleines en aluminium supplémentaires sur la paume et le dos de la main assurent un maintien équilibré
- Matériaux : Daim plastique perforé avec un feutre en polypropylène
- Couleur : noir

### Indications

- Apoplexie (AVC)
- Arthrite rhumatoïde (main)
- Syndrome du canal carpien
- Distorsion (main)
- Syndrome de compression médullaire
- Parésie radiale
- Irritation des tissus mous (main)

### Fonctions du produit

- Réduire le nombre de mouvement de l'articulation
- Prévenir les déformations



Tableau des tailles – Wrist Lacer 2.0 orthèse de poignet (sans pouce)

| Numéro d'article |             | Unité | Taille   | Longueur | Taille du poignet | Mesurer   |
|------------------|-------------|-------|----------|----------|-------------------|---|
| droite           | gauche      |       |          |          |                   |   |
| 8239.2R-XXS      | 8239.2L-XXS | Pièce | XX-small | 20,5 cm  | < 12 cm           | A line drawing of a hand with a green measuring tape wrapped around the wrist. The tape is held in place by a finger, and the measurement is taken at the widest part of the wrist. |
| 8239.2R-XS       | 8239.2L-XS  | Pièce | X-small  | 20,5 cm  | 12 - 14 cm        |   |
| 8239.2R-S        | 8239.2L-S   | Pièce | small    | 20,5 cm  | 14 - 16 cm        |   |
| 8239.2R-M        | 8239.2L-M   | Pièce | medium   | 20,5 cm  | 16 - 18 cm        |   |
| 8239.2R-L        | 8239.2L-L   | Pièce | large    | 20,5 cm  | 18 - 20 cm        |   |
| 8239.2R-XL       | 8239.2L-XL  | Pièce | X-large  | 20,5 cm  | 20 - 22 cm        |   |
| 82395.2R-XS      | 82395.2L-XS | Pièce | X-small  | 20,5 cm  | 12 - 14 cm        |   |
| 82395.2R-S       | 82395.2L-S  | Pièce | small    | 26,5 cm  | 14 - 16 cm        |   |
| 82395.2R-M       | 82395.2L-M  | Pièce | medium   | 26,5 cm  | 16 - 18 cm        |   |
| 82395.2R-L       | 82395.2L-L  | Pièce | large    | 26,5 cm  | 18 - 20 cm        |   |
| 82395.2R-XL      | 82395.2L-XL | Pièce | X-large  | 26,5 cm  | 20 - 22 cm        |   |

Mesures : circulaires sur la partie la plus large du poignet.

# Ryno Lacer 2.0

## Orthèse de poignet (avec pouce)

L'orthèse Ryno est destinée au soutien du poignet et du pouce douloureux. Cette orthèse convient à la fois en chirurgie conservatrice et en post-opératoire et sert à immobiliser le poignet, le pouce, l'articulation en selle et l'articulation de base du pouce. L'orthèse convient particulièrement pour les affections rhumatismales. Confort de port élevé et agréable pour les patients.

### Caractéristiques

- Forme anatomique
- Circulation de l'air optimale
- Bande du pouce réglable
- Fermeture à lacets unique pour un enfilage facile
- Des baleines en aluminium supplémentaires sur la paume et le dos de la main assurent un maintien équilibré
- Matériaux : plastique et polypropylène
- Couleur : noir

### Indications

- Apoplexie (AVC)
- Arthrite rhumatoïde (main)
- Syndrome du canal carpien
- Distorsion (main)
- Syndrome de compression médullaire
- Parésie radiale
- Irritation des tissus mous (main)

### Fonctions du produit

- Réduire le nombre de mouvement de(s) l'articulation(s)
- Prévenir les déformations



Tableau des tailles – Ryno Lacer 2.0 orthèse de poignet (avec pouce)

| Numéro d'article |             | Unité | Taille  | Longueur | Taille du poignet | Mesurer |
|------------------|-------------|-------|---------|----------|-------------------|---------|
| droite           | gauche      |       |         |          |                   |         |
| 82397.2R-XS      | 82397.2L-XS | Pièce | X-small | 19 cm    | 12 - 14 cm        |         |
| 82397.2R-S       | 82397.2L-S  | Pièce | small   | 19 cm    | 14 - 16 cm        |         |
| 82397.2R-M       | 82397.2L-M  | Pièce | medium  | 19 cm    | 16 - 18 cm        |         |
| 82397.2R-L       | 82397.2L-L  | Pièce | large   | 19 cm    | 18 - 20 cm        |         |
| 82397.2R-XL      | 82397.2L-XL | Pièce | X-large | 19 cm    | 20 - 22 cm        |         |
| 82398.2R-XS      | 82398.2L-XS | Pièce | X-small | 22,5 cm  | 12 - 14 cm        |         |
| 82398.2R-S       | 82398.2L-S  | Pièce | small   | 22,5 cm  | 14 - 16 cm        |         |
| 82398.2R-M       | 82398.2L-M  | Pièce | medium  | 22,5 cm  | 16 - 18 cm        |         |
| 82398.2R-L       | 82398.2L-L  | Pièce | large   | 22,5 cm  | 18 - 20 cm        |         |
| 82398.2R-XL      | 82398.2L-XL | Pièce | X-large | 22,5 cm  | 20 - 22 cm        |         |

Mesures : La longueur mentionnée est la longueur palmaire.



# Airmed

## Orthèse de poignet

Cette orthèse de poignet est prévue comme maintien en cas de douleurs du poignet et convient à la fois pour un traitement conservateur et postopératoire. Cette orthèse confortable stabilise et limite la quantité de mouvements du poignet au moyen de 5 baleines en métal malléables (4 dorsales et 1 palmaire). Confort de port élevé et agréable pour les patients. L'orthèse convient particulièrement pour les affections rhumatismales. Cette orthèse de poignet est facilement extensible avec un accessoire très pratique en une orthèse de poignet avec pouce fermé.

### Fonctions du produit

- Stabilisation de l'articulation du poignet
- Prévenir les déformations
- Réduire le nombre de mouvement de l'articulation


### Caractéristiques

- Confortable et stable
- 4 baleines dorsales
- 1 baleine palmaire
- Fermeture facile avec bandes velcro
- Partiellement perforée pour ventilation
- Matériaux : polyamide, polyuréthane et métal
- Couleurs : gris noir

### Indications

- Apoplexie
- Arthrite (main)
- Syndrome du canal carpien
- Distorsion (main)
- Parésie radiale
- Irritation des tissus mous (main)

### Tableau des tailles – Airmed orthèse de poignet

| Numéro d'article |           | Unité | Taille | Longueur | Taille du poignet | Mesurer   |
|------------------|-----------|-------|--------|----------|-------------------|---|
| droite           | gauche    |       |        |          |                   |   |
| AM204GR-S        | AM204GL-S | Pièce | small  | 21 cm    | 14 - 18 cm        |  |
| AM204GR-L        | AM204GL-L | Pièce | large  | 21 cm    | 18 - 22 cm        |   |



# S.O.T

## Orthèse de repos poignet-main

L'orthèse de repos poignet/main S.O.T est utilisée en cas de déformations de la main et du poignet - entre autres, suite à une paralysie flasque ou spasmodique - et veille à ce que la mobilité du poignet et la main soit maintenue et améliorée. Grâce à l'utilisation de cette orthèse, le poignet se trouve dans une position neutre. Ce positionnement biomécanique correct stimule la relaxation des articulations du poignet /des doigts.

### Fonctions du produit

- Conserve le poignet, le pouce et les doigts en position de repos
- Soutient les muscles du thénar
- Maintient et améliore la flexibilité des longs fléchisseurs
- Prévient / réduit le risque d'œdème

### Caractéristiques

- Confectionné pour l'adaptation à l'individu
- Peut être combiné avec une cale ou un séparateur de doigts
- Aucune restriction de poids du corps
- Matériaux : polyester, nylon et spandex
- Couleur : Noir

### Indications

- Apoplexie (AVC)
- Arthrite rhumatoïde
- Paralysie cérébrale
- Dystrophie musculaire
- Syndrome du plexus brachial
- Parésie radiale

### Avantages dans la réalisation des objectifs de thérapie

- Améliorer la mobilité de la main
- Améliorer la circulation sanguine
- Bon positionnement biomécanique des articulations

## Assessoires

### Cale MCP



La cale-MCP est placée quand un allongement plus élevé est souhaité.

### Séparateur de doigts



Le séparateur de doigts est utilisé pour éviter une irritation de la peau entre les doigts et pour créer un meilleur positionnement des doigts en cas de déviation ulnaire/radiale.

### Bracelet



Ce bracelet non élastique est utilisé pour plus de pression circulaire, par exemple en cas de spasticité, autour de l'articulation du poignet.



**Tableau des tailles – S.O.T Orthèse de repos poignet-main**

| No d'art<br>Côté droite | No d'art<br>Côté gauche | Taille    | Largeur du MCP<br>(Taille 1) | Longueur du poignet jusqu'à<br>l'extrémité du majeur (Taille 2) | Prise des mesures : |
|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| 28710R-XXXS             | 28710L-XXXS             | XXX-small | 55 mm                        | ≤ 120 mm  |                     |
| 28710R-XXS              | 28710L-XXS              | XX-small  | ≤ 65 mm                      | ≤ 140 mm  |                     |
| 28710R-XS               | 28710L-XS               | X-small   | ≤ 75 mm                      | ≤ 160 mm  |                     |
| 28710R-S                | 28710L-S                | small     | ≤ 75 mm                      | ≤ 185 mm  |                     |
| 28710R-M                | 28710L-M                | medium    | 70 - 85 mm                   | ≤ 200 mm  |                     |
| 28710R-L                | 28710L-L                | large     | 80 - 90 mm                   | ≤ 210 mm  |                     |

**Tableau des tailles – S.O.T accessoires**

| No d'art  | Description           | Taille                | Côté        | Largeur | Épaisseur |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------|-----------|
| 28711-XS  | Cale-MCP              | X-small               | universelle | 65 mm   | 10 mm     |
| 28711-S   | Cale-MCP              | small                 | universelle | 75 mm   | 15 mm     |
| 28711-L   | Cale-MCP              | large                 | universelle | 90 mm   | 20 mm     |
| 28712-S   | Répartiteur de doigts | small                 | universelle |         |           |
| 28712-M   | Répartiteur de doigts | medium                | universelle |         |           |
| 28712-L   | Répartiteur de doigts | large                 | universelle |         |           |
| 287130009 | Bracelet              | XXX-small t/m X-small | universelle |         |           |
| 287130012 | Bracelet              | small t/m large       | universelle |         |           |

# Passive Semi-circulaire

## Orthèse du poignet/de la main (modèle long)

Cette orthèse de poignet semi-circulaire léger peut être utilisée de manière conservatrice et postopératoire. L'orthèse soutient le poignet, a un pouce fermé et s'étend jusqu'au bout des doigts. Cette orthèse est fabriquée à partir d'un matériau en thermo-mousse à deux couches et offre un confort au patient et une rigidité exceptionnellement bonne pour un soutien optimal.

### Fonction du produit

- Réduire le nombre de mouvement des articulations

### Caractéristiques


- Ultra léger
- 3 bandes Velcro positionnées dorsalement
- Perméable aux rayons X
- Doublure en mousse souple partiellement perforée
- Moulable par thermoplastique (à 160° C)
- Matériau : sans latex ; doublure : mousse souple
- Couleur : gris-blanc

### Indications

- Arthrite rhumatoïde (main)
- Syndrome du canal carpien
- Synovite et ténosynovite (main)
- Irritation des tissus mous (main)



Tableau des tailles – Passive semi-circulaire orthèse du poignet/de la main

| Numéro d'article |        | Unité | Taille | Longueur | Largeur de la main | Mesurer   |
|------------------|--------|-------|--------|----------|--------------------|---|
| droite           | gauche |       |        |          |                    |   |
| 943R-S           | 943L-S | Pièce | small  | 32 cm    | 7 - 8 cm           |  |
| 943R-M           | 943L-M | Pièce | medium | 38 cm    | 8 - 9 cm           |   |
| 943R-L           | 943L-L | Pièce | large  | 38 cm    | 9 - 10 cm          |   |



# Semi-circulaire

## Orthèse de la main/du poignet

Cette orthèse de poignet semi-circulaire est utilisée à la fois pour un traitement conservateur et post-opératoire. L'orthèse soutient le poignet, le pouce et les doigts.

### Fonction du produit

- Réduire le nombre de mouvement de l'articulation

### Caractéristiques

- 3 bandes velcro dorsales
- Matériaux : plastique moulable thermoplastique
- Couleur : Beige

### Indications

- Arthrite (main)
- Syndrome du canal carpien
- Distorsion (main)
- Irritation des tissus mous (main)



### Tableau des tailles – Semi-circulaire orthèse de la main/du poignet

| Numéro d'article |         | Unité | Taille | Largeur de la main | Mesurer |
|------------------|---------|-------|--------|--------------------|---------|
| droite           | gauche  |       |        |                    |         |
| 8709R-S          | 8709L-S | Pièce | small  | 7 - 8 cm           |         |
| 8709R-M          | 8709L-M | Pièce | medium | 8 - 9 cm           |         |
| 8709R-L          | 8709L-L | Pièce | large  | 9 - 10 cm          |         |

Mesures : circulaires sur la partie la plus large de la main.

# Mottio

## Bandage épicondylite Mottio

Ce bandage est utilisé dans le traitement de l'épicondylite (tennis) ou du coude du golfeur. Par la compression des muscles de l'avant-bras par le coussin intégré, il se crée une décharge de traction mécanique du tendon irrité /de la fixation irritée du tendon à l'épicondyle, qui procure un soulagement aux muscles extenseurs et fléchisseurs. La surcharge et la douleur sont ainsi réduites, voire complètement évitées.

### Fonction du produit

- Décompresser les tendons irrités /inflammés

### Caractéristiques

- Taille universelle unique, portable à gauche et à droite
- Grand confort, sans coutures
- Facile à enfiler avec les bandes velcro
- Sangle élastique de compression dynamique
- Antidérapant intégré (hypoallergénique)
- Effet de massage par coussin de compression déplaçable de forme anatomique
- Matériaux : polyamide, polyuréthane, élastomère thermoplastique, coton, polyester
- Couleurs : bleu/gris

### Indications

- Epicondylite humeri radialis
- Epicondylite humeri ulnaris



### Tableau des tailles – Mottio Bandage épicondylite Mottio

| Numéro d'article | Unité | Taille      | Côté        |
|------------------|-------|-------------|-------------|
| T29              | Pièce | universelle | universelle |

# Humerux

## Humerus Orthèse

Cette orthèse est utilisée pour les blessures humérales et offre un contrôle maximal grâce à un système de traction innovant. Le système de traction en Y utilise un dispositif de traction pour augmenter et ajuster la tension, ce qui permet un contrôle maximal de l'alignement, de la fixation et de l'immobilisation de l'humérus.

### Fonction du produit

- Contrôle maximal de l'alignement, fixation et immobilisation de l'humérus

### Caractéristiques

- Système de traction en Y pour un contrôle maximal
- Plaques PE thermoformées à double coque à haute densité
- Malléable anatomiquement
- Support rembourré aux aisselles pour un ajustement confortable
- La sangle de poitrine esasy-fit empêche la migration
- Système de fixation avec 3 sangles d'humérus et boucles papillon

### Indications

- Fracture de l'humérus (diaphyse)
- Stabilisation postopératoire



### Tableau des tailles – Humerux - Humérus orthèse

| Numéro d'article | Unité | Taille  | Circonférence de la partie supérieure du bras |
|------------------|-------|---------|---|
| EVOH300-S        | Pièce | small   | 18 - 26 cm                                    |
| EVOH300-M        | Pièce | medium  | 26 - 34 cm                                    |
| EVOH300-L        | Pièce | large   | 34 - 42 cm                                    |
| EVOH300-XL       | Pièce | X-large | 42 - 50 cm                                    |

# Orthèse de main fonctionnelle

934

Cette orthèse de la main/du poignet passive est conçue pour le traitement des contractures modérées du poignet, de la main et des doigts. Elle est recouverte d'un tissu respirant. Le bracelet permet d'ajuster l'orthèse dans la bonne position pour un étirement progressif. Cette orthèse comporte également une baleine intégrée en métal malléable de 1 mm d'épaisseur pour une adaptation anatomique optimale aux contours du poignet/de la main. Le réglage de la correction du pouce est également variable. L'orthèse est fournie avec une housse supplémentaire.

## Fonction du produit

- Alignement optimal des articulations et immobilisation du poignet, de la main et des doigts dans une position fonctionnelle et l'opposition du pouce, avec la possibilité de faire varier l'angle de positionnement.

## Caractéristiques

- La correction du pouce peut être ajustée
- Peut être utilisé comme attelle de nuit
- Housse de rechange incluse
- Compatible avec les modèles 938 et 939 séparateur / extension de doigt
- Matériau : polyuréthane, polyamide, métal, sans latex.
- Couleur : gris



## Indications

- Apoplexie
- Artritis, reumatoïde (hand)
- Radialis paresis
- Ulnaire reumatoïde deviatitis

## Tableau des tailles – Orthèse de main fonctionnelle - 934

| No d'art droit | No d'art gauche | Unité | Taille | Circonférence MCP 2 -5 |
|----------------|-----------------|-------|--------|------------------------|
| 934R-S         | 934L-S          | Pièce | small  | 5,5 cm - 7,0 cm        |
| 934R-M         | 934L-M          | Pièce | medium | 7,0 - 8,5 cm           |
| 934R-L         | 934L-L          | Pièce | large  | 8,5 - 10,5 cm          |

# Orthèse de main **positionnelle**

935

Cette orthèse de la main/du poignet passive est conçue pour le traitement des contractures modérées du poignet, de la main et des doigts, et est recouverte d'un tissu respirant. L'orthèse est munie d'un rouleau de soutien palmaire qui permet au patient d'adapter la position à ses besoins. Cette orthèse comporte également une baleine intégrée, en métal malléable de 1 mm d'épaisseur pour une adaptation anatomique optimale aux contours du poignet/de la main. L'orthèse est fournie avec une housse supplémentaire.

## Fonction du produit

- Permet de corriger la déviation cubitale

## Caractéristiques

- Munie d'un rouleau de soutien palmaire
- Peut être utilisé comme attelle de nuit
- Housse de rechange incluse
- Compatible avec les modèles 938 et 939  
séparateur / extension de doigt
- Matériau : polyuréthane, polyamide, métal, sans latex
- Couleur : gris

## Indications

- Apoplexie (AVC)
- Arthrite rhumatoïde (main)
- Stabilisation postopératoire
- Parésie radiale
- Polyarthrite rhumatoïde cubitale
- Spasme



## Tableau des tailles – Orthèse de main positionnelle - 935

| No d'art droit | No d'art gauche | Unité | Taille | Circonférence MCP 2 -5 |
|----------------|-----------------|-------|--------|------------------------|
| 935R-S         | 935L-S          | Pièce | small  | 5,5 - 7,0 cm           |
| 935R-M         | 935L-M          | Pièce | medium | 7,0 - 8,5 cm           |
| 935R-L         | 935L-L          | Pièce | large  | 8,5 - 10,5 cm          |

# Canal cubital

## Coudière (orthèse tunnel cubital)

Cette orthèse est utilisée dans le traitement conservateur du syndrome du canal cubital. Cette orthèse de nuit confortable avec un design ventral à profil bas positionne le coude dans une position neutre pour réduire le stress et la fatigue du nerf ulnaire. La baleine intégrée en aluminium permet de régler individuellement l'angle de l'orthèse sur le patient.

### Fonction du produit

- Immobilisation de l'articulation du coude

### Caractéristiques

- Design ventral à profil bas
- Baleine en aluminium rembourrée et réglable
- Bandes velcro intégrées avec passants
- Possibilité d'enlever la bande velcro du milieu
- Matériaux : polyester, mousse, nylon, et aluminium
- Couleur: Noir

### Indication

- Syndrome du canal cubital



### Tableau des tailles – Canal cubital - Coudière (orthèse tunnel cubital)

| Numéro d'article | Unité | Taille        | Volume du bras supérieur |
|------------------|-------|---------------|--------------------------|
| 22344-S          | Pièce | small/medium  | 15 - 38 cm               |
| 22344-L          | Pièce | large/X-large | 25 - 48 cm               |

Mesurer : mesurer le volume du bras supérieur au milieu des biceps



# Hemi-sling

## Écharpe universelle

Cette écharpe convient aux patients souffrant d'hémiplégie/paralysie des membres supérieurs.

Conçu pour soulager la pression sur le cou tout en offrant un soutien efficace de la main et du coude.

Fabriqué en toile durable avec une doublure en flanelle confortable.

### Fonctions du produit

- Prévenir les déformations
- Réduire le nombre de mouvement
- Compenser le manque d'activité musculaire
- Réduire et/ou redistribuer la charge

### Caractéristiques

- Dimensions universelles
- Bandes réglables individuellement pour un ajustement optimal
- Doublure confortable en flanelle
- Lavable
- Matériau : toile durable, doublure en flanelle
- Couleur : blanc

### Indication

- Parésie



### Tableau des tailles – Hemi-sling écharpe universelle

| Numéro d'article | Unité | Taille      |
|------------------|-------|-------------|
| 183010           | Pièce | universelle |

FOLLOW US



## **Basko** Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam  
Tél.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73  
E-mail: [vente@basko.com](mailto:vente@basko.com) | Internet: [www.basko.com](http://www.basko.com)

[basko.com](http://basko.com)