

C.H.E.C.K. Hyperextensie orthese

Beoogd gebruik bij het controleren van hyperextensie van de knie.

Functionele beperking volgens ICF

Gewricht bewegelijkheid Gewricht stabiliteit Spierkracht Spiertonus Bewegingspatroon tijdens lopen



COMPENSEREN VAN FUNCTIONELE BEPERKINGEN BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

C.H.E.C.K. Hyperextensie orthese

De C.H.E.C.K. knie orthese wordt conservatief gebruikt ter voorkoming van het overstrekken van de knie. Het relatief lange frame verdeelt de druk over het boven- en onderbeen. Deze druk is nodig voor het controleren van de hyperextensie en een eventuele varus-/valgus instabiliteit.

Indicaties

- Band insufficiëntie
- Genu recurvatum
- Neurologische functievermindering
- Pijn in de extremiteit
- Valgus instabiliteit
- Varus instabiliteit

Contra-indicaties

- Hoge activiteit
- Intensieve belasting
- Sport (lopen etc.)

Voordelen bij realisatie therapiedoelstellingen

- Pijnreductie
- Controleren van de knie hyperextensie
- Stabiliseren van de knie in het saggitale vlak

Kenmerken

- Zowel links als rechts draagbaar
- Optimale drukverdeling
- Past zich aan de natuurlijke beweging van de knie aan
- Eenvoudig om- en af te doen d.m.v. D-ringen
- Scharnieren met twee onafhankelijk bewegende draaipunten
- Cosmetisch frame met dunne scharnieren, is aanpasbaar naar de contouren van het been
- Materiaal: Roestvast frame; kunstlederen voering gelamineerd op schuimstof
- Kleur: zwart

Productfuncties

- Knie extensiestop op 0°
- Voorkomen standafwijking
- Verminderen standafwijking

Maattabel

Artikelnummer	Per	Materiaal	Knie-breedte	Totale lengte
8666	1 stuk	RVS	9 - 13 cm	45 cm