

NAVIGAIT voethefferorthese



COMPENSEREN VAN FUNCTIONELE BEPERKINGEN BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

NAVIGAIT voethefferorthese

De NAVIGAIT orthese wordt bij patiënten met een lichte voetheffer aandoening ingezet. Met de inzet van deze orthese wordt een betere dorsiflexie en daarmee een stabiel en veiliger looppatroon bereikt. De NAVIGAIT is verkrijgbaar in twee maten.

Diagnose

- Apoplexie
- Multiple Sclerose
- Postpoliomyelitis syndroom

Contra indicaties

- Spasme
- Ernstige oedeem

Functie

- Ondersteunen van de dorsiflexie
- Compenseren geringe spierkracht
- Voetheffing tijdens de zwaafase

Merkmale

- Actief trekkoord voor traploze regulering van de spanning
- Geïntegreerde tibia-voering
- Zowel links als rechts inzetbaar
- Eenvoudig aan te leggen
- Anwendung im Schnürschuh
- Materiaal: tibia-schaal: polyethyleen; voering: polyester, polyurethaan



Maattabel

Artikelnummer	Zijde	Maat	Orthese hoogte
8620-S/M	universeel	S/M	27,5 cm
8620-L/XL	universeel	L/XL	31,5 cm