

Pavlik bandage voor kinderen



Pavlik bandage voor kinderen

De Pavlik bandage wordt bij aandoeningen van het heupgewricht ingezet voor de noodzakelijke positionering van heupgewrichten. Door het gebruik worden de beentjes optimaal gepositioneerd om het narijpen van de heupgewrichten te bevorderen.



Productfunctie

- Positionering van de heupen in optimale positie

Eigenschappen

- Individueel instelbaar door klittenbandsluitingen
- Variabele breedte instelling schouderbanden
- Voorzien van kleurcoderingen
- Voetmanchet naar maat in te korten
- Materiaal: polyamide en polyurethaanschuim
- Kleur: grijs

Indicaties

- Heupdysplasie (ICD10: Q65.8)
- Heupgewricht luxatie (ICD10: S73.00)
- Heupgewricht subluxatie, aangeboren (ICD10: Q65.5)

Maattabel

Artikelnummer	Eenheid	Borstomvang
BA2970-1	Stuk	25 - 40 cm
BA2970-2	Stuk	40 - 61 cm



Basko Healthcare

Pieter Lief tinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: verkoop@basko.com | Internet: www.basko.com