

MyPRIM Kids Pavlik Harness

Heupabductie bandage voor kinderen



0/24 maanden

Basko
Healthcare



MyPRIM Kids Pavlik Harness

Heupabductie bandage voor kinderen

De MyPRIM Kids heupabductie bandage wordt bij heupgewricht aandoeningen ingezet voor de noodzakelijke positionering van de heupgewrichten. Door het gebruik worden de beentjes optimaal gepositioneerd waardoor de ontwikkeling van de heupgewrichten in de juiste hoek plaatsvindt

Deze bandage heeft een innovatief ontwerp waardoor deze zeer gemakkelijk aan te trekken is en heeft een open constructie om het verschonen van luiers te vergemakkelijken. Door gebruik te maken van een „naadloze hechting“ technologie wordt de baby beschermd tegen het schuren van het materiaal tegen de huid. Verder is de bandage voorzien van verstelbare banden met veiligheidssluiting. Hiermee kan de abductie van elke heup onafhankelijk worden geregeld.

Eigenschappen & Kenmerken

Schouderbandjes voorzien van polstering minimaliseren en verdelen de druk en bieden veel comfort

Luchtdoorlatend en latexvrij materiaal

Zachte circulaire banden met klittenbandsluiting

Comfortabele voetmanchet van zachte veloursstof met microklittenbandsluitingen

Gevoerde buikband met variabele breedte instelling en klittenbandsluiting

Verstelbare banden met veiligheidssluitingen

Frontale banden instelbaar van 90° tot 110° flexie

Productfunctie

- Positionering van de heupen in optimale positie

Indicaties / diagnose

- Heupdysplasie
- Heupgewricht luxatie
- Heupgewricht subluxatie, aangeboren

Maattabel

Artikelnummer	Eenheid	Borstomvang
MPK690	Stuk	30 - 55 cm

Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: verkoop@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com